

LIEBHERR

SmartMonitoring

Označení : **Datalogger ULT / senzor pro ULT stroje pro použití do SmartMonitoring**

obj. číslo : **6145367**

rozměry š / v / h : 75 / 95 / 31 mm

váha : 240 g

třída ochrany : IP 54

Popis : Speciální WIFI online záznamník dat spolehlivě zaznamenává velmi nízké teploty až do -200°C díky citlivému senzoru a přenáší je přímo do Cloudu Liebherr do SmartMonitoring prostřednictvím WiFi připojení přes internet.



Použití : pro stroje Liebherr a všechny značky chladniček a mrazniček a chladících a mrazících boxů pro monitoring vnitřní i velmi nízké teploty
měřené teploty : -200°C až $+40^{\circ}\text{C}$
životnost baterií v závislosti na měřicím cyklu a intervalu odesílání dat
4 x AA AlMn mignon baterie součástí dodávky
2m kabel produktového senzoru, 1m kabel dveřního magnetického kontaktu dveří
alarm a jeho nastavení mohou být konfigurovány

Síťové požadavky pro připojení :

WIFI 2.4 GHz

Podporuje IEEE 802.11 b/g/n, 1kanálové 1x1, 2,4 GHz WEP, WPA (TKIP), WPA2 (TKIP, AES, CCMP)

Rychlost dat až 150 Mb/s

Nešifrované (otevřené) WiFi sítě jsou podporovány

V rámci své sítě a v přístupovém bodě na internet uvolněte následující síťové porty:

DNS: Port 53/UDP (OUT)

DNS: Port 53/UDP (OUT)



home.liebherr.com/smartmonitoring