

HMFvh 5501

Perfection



Brutto/užitný objem	558/436 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	747/769/1793
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	600/536/1460
Spotřeba energie za rok	171 kWh
Okolní teplota	+10 °C Do +35 °C
Odvod tepla	246 kJ/h
Chladivo	R 600a
Hluk - akustický výkon	49 dB(A)
Frekvence / napětí	50 Hz / 220-240 V~
Způsob chlazení	Dynamické
Způsob odmrazování	Automatické
Teplotní rozsah	+5 °C
Teplotní homogenita / max. odchylka	2,2 °C / 1,7 °C
Materiál vnějších stěn/barva	Ocel/bílá
Povrchová úprava dveří/víka	Plně dveře
Materiál vnitřních stěn	Plast bílý
Typ ovládání	2,4" barevný displej, ovlada se dotykem a přejetím prstu
Výstražný signál	vizuální a akustický
Alarm výpadku sítě	bezprostředně při výpadku sítě na minimálně 12h
Beznapěťový kontakt	Ano
Connectivity type	SmartModule
Connectivity solution	Integrované, vyjímatelné
Rozhraní	WLAN/LAN
Datový záznamník	integrované, rozhraní USB
Vnitřní osvětlení	LED světelný sloupek vlevo
Počet policek	6
Nastavitelné police	5
Materiál policek	Drátěné police s plastovým povrchem
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	600 / 536
Nosnost polic	60 kg
Maximální celkové zatížení	300 kg
Kolečka	otočná kolečka s brzdou vpředu, pevná kolečka vzadu
Madlo	Antimikrobiální madlo s otevíracím mechanismem
Průchodka snímače	1 x Ø 10 mm
Druh zámku	elektronicky, s dálkovým ovládáním
Dveřní zarážka	Vpravo zaměnitelné
Hrubá/čistá hmotnost	91/82 kg
EAN	9005382246573