

Třepací zařízení pro vodní lázně vč. nosný rám, frekvence třesu 35 - 160 úderů za minutu (horizontální pohyb sem a tam), vyžaduje štítové krytí. Napětí 230 V, 50/60 Hz. Nezapomeňte si prosím objednat podpůrný koš.			SV1524	SV1524	SV3550	SV3550
Třepací zařízení pro vodní lázně vč. nosný rám, frekvence třesu 35 - 160 úderů za minutu (horizontální pohyb sem a tam), vyžaduje štítové krytí. Napětí 115 V, 60 Hz. Nezapomeňte si prosím objednat podpůrný koš.			SV1524X 2	SV1524X 2	SV3550X 2	SV3550X 2
Nosný koš s perforovanou montážní policí (nerezová ocel) s perforací mřížky pro uchycení kónických baněk (použití stojanů na zkumavky není možné)			B48814	B48814	B48815	B48815
Stojan na 110 zkumavek o průměru 14,5 mm			B48816	B48816		
Stojan na 216 zkumavek o průměru 14,5 mm					B48817	B48817
Stojan na 90 zkumavek o průměru 18 mm			B48818	B48818		
Stojan na 180 zkumavek o průměru 18 mm					B48819	B48819
Stojan na 25 zkumavek o průměru 32 mm			B48820	B48820		
Stojan na 54 zkumavek o průměru 32 mm					B48821	B48821
Spona na baňku na 100 ml, max. baňky viz náčrt			B02692	B02692	B02692	B02692
Spona pro baňku na 200 ml, max. baňky viz náčrt			B02693	B02693	B02693	B02693
Spona pro 300 ml banku, max. baňky viz náčrt			B02694	B02694	B02694	B02694
Spona pro 500 ml banku, max. baňky viz náčrt			B02695	B02695	B02695	B02695
Stojany na zkumavky, otvory Dvouřadé stojany, 40 otvorů, každý Ø 10 mm (příčné pro velikosti 15 a 24)	B48822	B48822	B48822	B48822		
Stojany na zkumavky, otvory Dvouřadé stojany, 40 otvorů, každý Ø 10 mm (podélné pro velikosti 15 a 24)			B48823	B48823	B48823	B48823
Stojany na zkumavky, otvory Dvouřadé stojany, 40 otvorů, každý Ø 12 mm (příčné pro velikosti 15 a 24)	B48824	B48824	B48824	B48824		
Stojany na zkumavky, otvory Dvouřadé stojany, 40 otvorů, každý Ø 12 mm (podélné pro velikosti 15 a 24)			B48825	B48825	B48825	B48825
Stojany na zkumavky, otvory Dvouřadé stojany, 24 otvorů, každý Ø 14,5 mm (příčné pro velikosti 15 a 24)	B48826	B48826	B48826	B48826		

Stojany na zkumavky, otvory Dvouřadé stojany, 24 otvorů, každý Ø 14,5 mm (podélné pro velikosti 15 a 24)			B48827	B48827	B48827	B48827
Stojany na zkumavky, otvory Dvouřadé stojany, 24 otvorů, každý o 18 mm (příčné pro velikosti 15 a 24)	B48828	B48828	B48828	B48828		
Stojany na zkumavky, otvory Dvouřadé stojany, 24 otvorů, každý Ø 18 mm (podélné pro velikosti 15 a 24)			B48829	B48829	B48829	B48829
Stojany na zkumavky, otvory Dvouřadé stojany, 20 otvorů, každý Ø 21 mm, šířka 57 mm (příčné pro velikosti 15 a 24)	B48830	B48830	B48830	B48830		
Stojany na zkumavky, otvory Dvouřadé stojany, 20 otvorů, každý Ø 21 mm, šířka 57 mm (podélné pro velikosti 15 a 24)			B48831	B48831	B48831	B48831
Stojany na zkumavky, otvory Dvouřadé stojany, 12 otvorů, každý Ø 32 mm (příčné pro velikosti 15 a 24)	B48832	B48832	B48832	B48832		
Stojany na zkumavky, otvory Dvouřadé stojany, 12 otvorů, každý Ø 32 mm (podélné pro velikosti 15 a 24)			B48833	B48833	B48833	B48833
Stojany na zkumavky, otvory Třířadé stojany, 36 otvorů, každý Ø 18 mm (podélné pro velikosti 15 a 24)			B48835	B48835	B48835	B48835
Stojany na zkumavky, otvory Čtyřřadé stojany, 48 otvorů, každý Ø 18 mm (příčné pro velikosti 15 a 24)	B48836	B48836	B48836	B48836		
Stojany na zkumavky, otvory Třířadé stojany, 36 otvorů, každý Ø 18 mm (příčné pro velikosti 15 a 24)	B48834	B48834	B48834	B48834		
Stojany na zkumavky, otvory Čtyřřadé stojany, 48 otvorů, každý Ø 18 mm (podélné pro velikosti 15 a 24)			B48837	B48837	B48837	B48837
Instalační a připojovací sada pro chladičí zařízení Peltier CDP115 (včetně montážních tyčí pro všechny různé velikosti lázní)	B48813	B48813	B48813	B48813	B48813	B48813
Dokument IQ / OQ s testovacími daty prací specifických pro zařízení pro jednu volitelnou hodnotu teploty, vč. průzkum distribuce teploty v Memmertu pro 9 měřicích bodů podle DIN 12876.2. Další hodnoty teploty a ověření na místě zákazníka na vyžádání.	D00125	D00125	D00125	D00125	D00125	D00125