

Germicidní lampa s prouděním

Typ PLB552.2 – 2x55W s počítadlem provozních hodin

Germicidní lampa s nepřímým účinkem na pojízdném stojanu s výkonem 2x55W. Lampa umožňuje přítomnost osob v době provozu lampy. Postačí pro prostor cca 20-36 m². S počítadlem provozních hodin.

Technické parametry:

Životnost UVC trubic: cca 8000 hodin
Výkon UVC trubic: 2x55W
Výkon ventilátoru: 150 m³/h
Napájení: 220 - 230V, 50 Hz
Vnější rozměry: 187 x 95 x 1780 mm
Ø pojízdné základny: 600 mm
Hmotnost: 11 kg
Stupeň ochrany: IP20
Stupeň el. ochrany: I

