



## MINI INCUBATORI SERIE ICT-P MINI INCUBATORS ICT-P SERIES




Il nuovo incubatore è uno strumento portatile che soddisfa il bisogno di tempestività e immediatezza per le rilevazioni da campo, consentendo anche l'applicazione da banco ad un costo nettamente conveniente.

**2 ANNI  
DI GARANZIA**

**2 YEARS OF  
WARRANTY**

*The new incubator is a portable instrument that satisfies the need for timeliness and immediacy for field surveys, while also allowing the bench application at a much cheaper cost.*

| Dati tecnici / Technical data  |         | ICT-P                  |
|--|---------|------------------------|
| Capacità / Capacity  | lt      | 18                     |
| Temperatura / Temperature  | °C      | 10 to 65               |
| Precisione / Precision   | 37°C    | ±0,2°C                 |
| Risoluzione / Setting accuracy   | °C      | 0,1                    |
| Uniformità / Uniformity  | °C      | 0,1                    |
| Stabilità / Stability  | °C      | ± 0,2                  |
| Timer  | h       | 10000                  |
| Risoluzione timer / Rimer Resolution   | s       | 1                      |
| Impostazione di riscaldamento e raffreddamento<br>Selection on heating and cooling |         | automatically detected |
| Dim. interne LxPxH / Internal Dimension  | cm      | 27,5x18,5x33,5         |
| Dim. esterne LxPxH / External Dimension  | cm      | 29,5x35x46,5           |
| Peso / Weight  | kg      | 6                      |
| Potenza / Power  | W       | 60                     |
| Alimentazione tradizionale<br>Bench power supply                                   | V<br>Hz | 100 to 240<br>50-60    |
| Alimentazione portatile<br>Portable power supply                                   | V       | 12                     |
| Codice / item  |         | 720.2070.00            |



inclusa alimentazione di corrente portatile e tradizionale  
bench and portable power supply included

FALC INSTRUMENTS s.r.l.

Via G. M. Compagnoni, 2 | 24047 Treviglio (BG) - Italy | +39 0363 304660 | falc@falcinstruments.it | falcinstruments.it