

LKpv 6520

Laboratorní chladnička s
elektronickým ovládáním Profi
MediLine

Smart
Monitoring



Brutto/užitný objem	602/430 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	700/830/2160
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	533/650/1550
Spotřeba energie za rok	497 kWh
Okolní teplota	+10 °C Do +40 °C
Odvod tepla	300 kJ/h
Chladivo	R 290
Hluk - akustický výkon	58 dB(A)
Frekvence / napětí	50 Hz / 220-240 V~
Způsob chlazení	Dynamické
Způsob odmrazování	Automatické
Teplotní rozsah	-2 °C Do +16 °C
Teplotní homogenita / max. odchylka	1,8 °C / 1,0 °C
Materiál vnějších stěn/barva	Ocel/bílá
Povrchová úprava dveří/víka	Ocel
Materiál vnitřních stěn	Chromniklová ocel
Typ ovládání	7segmentový LED displej s tlačítky
Výstražný signál	vizuální a akustický
Alarm výpadku sítě	bezprostředně při výpadku sítě na 72h
Beznapěťový kontakt	Ano
Connectivity type	SmartCoolingHub
Connectivity solution	Možnost dodatečné montáže
Rozhraní	RS485
Adjustable Shelving	4
Materiál poliček	Drátěné police s plastovým povrchem
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	533 / 650
Nosnost polic	60 kg
Kolečka	otočná kolečka s brzdou vpředu, pevná kolečka vzadu
Madlo	madlo tvaru lišty
Průchodka snímače	1 x Ø 7 mm
Druh zámku	mechanický
Dveřní zarážka	Vpravo zaměnitelné
Hrubá/čistá hmotnost	154/128 kg
EAN	9005382196755