

SCFfg 4002

Laboratorní chladnička s mrazničkou s funkcí SmartFrost
Performance



Brutto/užitný objem	
Chladicí část	267/199 l
Mrazicí část	110/62 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	597/654/2044
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	
Chladicí část	460/422/1037
Mrazicí část	406/292/614
Spotřeba energie za rok	390 kWh ¹
Okolní teplota	+10 °C Do +35 °C
Odvod tepla	350 kJ/h
Chladivo	R 600a
Hluk - akustický výkon	48 dB(A)
Frekvence / napětí	50/60 Hz / 220-240 V~
Způsob chlazení	dynamický
Způsob odmrazování	automatický
Teplotní rozsah	
Chladicí část	+3 °C Do +16 °C
Mrazicí část	-9 °C Do -30 °C
Materiál vnějších stěn/barva	ocel / bílá
Materiál dveří / barva	ocel / bílá
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá
Typ ovládání	Monochromatický displej s dotykovými tlačítky
Výstražný signál	optický a akustický
Alarm výpadku sítě	při obnovení dodávky energie v síti
Beznapěťový kontakt	Ano
Způsob připojení k síti	SmartModule
Řešení připojení k síti	Možnost dodatečné montáže
Rozhraní	WLAN/LAN (volitelné)
Přestavitelné odkládací plochy	4
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	460 / 422
Nosnost polic	40 kg
Maximální celkové zatížení	345 kg
Počet zásuvek	3
Madlo	Antimikrobiální madlo s otevíracím mechanismem
Průchodka snímače	2 x Ø 10 mm
Druh zámku	mechanický
Dveřní zarážka	vpravo, lze zaměnit
Hrubá/čistá hmotnost	89/84 kg
EAN	9005382247655
Třída čistých prostor podle normy ISO EN	ISO tříd 5
14664-1	
Třída čistých prostor GMP	GMP třídy B

¹ Změřeno při okolní teplotě + 25 °C a nastavené teplotě + 5 °C u chladniček a - 20 °C u mrazniček.
² Teplotní homogenita definovaná v normě EN 60068-3: rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším průměrným měřením.
³ Max. odchylka podle EN 60068-3: maximální odchylka od nastavené teploty.