

# SFFfg 5501

Laboratorní mraznička s vnitřním prostorem bez zápalných zdrojů

Performance



Brutto/užitný objem	499/394 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	747/769/1684
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	588/517/1388
Spotřeba energie za rok	516 kWh
Okolní teplota	+10 °C Do +35 °C
Odvod tepla	713 kJ/h
Chladivo	R 290
Hluk - akustický výkon	49 dB(A)
Frekvence / napětí	50 Hz / 220-240 V~
Způsob chlazení	statický
Způsob odmrazování	ruční
Teplotní rozsah	-9 °C Do -30 °C
Teplotní homogenita / max. odchylka	5,4 °C / 3,3 °C
Materiál vnějších stěn/barva	ocel / bílá
Povrchová úprava dveří/víka	ocel
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá
Typ ovládání	Monochromatický displej s dotykovými tlačítky
Výstražný signál	optický a akustický
Alarm výpadku sítě	při obnovení dodávky energie v síti
Beznapěťový kontakt	Ano
Způsob připojení k síti	SmartModule
Řešení připojení k síti	Možnost dodatečné montáže
Rozhraní	WLAN/LAN (volitelné)
Přestavitelné odkládací plochy	4
Materiál poliček	sklo
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	580 / 517
Nosnost polic	40 kg
Maximální celkové zatížení	300 kg
Počet zásuvek	8
Madlo	Antimikrobiální madlo s otevíracím mechanismem
Průchodka snímače	1 x Ø 10 mm
Druh zámku	mechanický
Dveřní zarážka	vpravo, lze zaměnit
Hrubá/čistá hmotnost	106/89 kg
EAN	9005382281697