

# SFTsg 1501

Laboratorní mraznička se statickým chlazením  
Performance



|                                          |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Brutto/užitný objem                      | 101/71 l                                       |
| Vnější rozměry v mm (Š/H/V)              | 597/605/819                                    |
| Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)             | 380/410/610                                    |
| Spotřeba energie za rok                  | 180 kWh <sup>1</sup>                           |
| Okolní teplota                           | +10 °C Do +35 °C                               |
| Odvod tepla                              | 294 kJ/h                                       |
| Chladivo                                 | R 600a                                         |
| Hluk - akustický výkon                   | 40 dB(A)                                       |
| Frekvence / napětí                       | 50 Hz / 220-240 V~                             |
| Způsob chlazení                          | statický                                       |
| Způsob odmrazování                       | ruční                                          |
| Teplotní rozsah                          | -9 °C Do -30 °C                                |
| Teplotní homogenita / max. odchylka      | 7,4 °C <sup>2</sup> / 3,3 °C <sup>3</sup>      |
| Materiál vnějších stěn/barva             | ocel / bílá                                    |
| Materiál dveří / barva                   | ocel / bílá                                    |
| Materiál vnitřních stěn                  | umělá hmota bílá                               |
| Typ ovládání                             | Monochromatický displej s dotykovými tlačítky  |
| Výstražný signál                         | optický a akustický                            |
| Alarm výpadku sítě                       | při obnovení dodávky energie v síti            |
| Beznapěťový kontakt                      | Ano                                            |
| Způsob připojení k síti                  | SmartModule                                    |
| Řešení připojení k síti                  | Možnost dodatečné montáže                      |
| Rozhraní                                 | WLAN/LAN (volitelné)                           |
| Materiál políček                         | sklo                                           |
| Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H) | 380 / 347                                      |
| Nosnost polic                            | 40 kg                                          |
| Maximální celkové zatížení               | 120 kg                                         |
| Počet zásuvek                            | 3                                              |
| Madlo                                    | Antimikrobiální madlo s otevíracím mechanismem |
| Průchodka snímače                        | 1 x Ø 10 mm                                    |
| DIN 13277                                | Ano                                            |
| Druh zámku                               | mechanický                                     |
| Dveřní zarážka                           | vpravo, lze zaměnit                            |
| Hrubá/čistá hmotnost                     | 40/37 kg                                       |
| EAN                                      | 9005382282014                                  |

<sup>1</sup> Změřeno při okolní teplotě + 25 °C a nastavené teplotě + 5 °C u chladniček a - 20 °C u mrazniček.

<sup>2</sup> Teplotní homogenita definovaná v normě EN 60068-3: rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším průměrným měřením.

<sup>3</sup> Max. odchylka podle EN 60068-3: maximální odchylka od nastavené teploty.