



model termostatu	wymiary gabarytowe A x B x C (mm)	wysokość D (mm)	wymiary komory wanny A x B x C (mm)	wymiary użytkowe wanny A x B x C (mm)	zanurzenie max H (mm)	pojemność wanny (l)	moc (W)	moc *(W)
TIP 200-1	360x210x260	430	295x145x200	110x100x200	180	7,3	900	1200
TIP 200-2	390x360x260	430	325x295x200	130x250x200	180	18	1600	1800
TIP 200-4	560x360x260	430	500x295x200	300x250x200	180	26	2000	2200

* -zwiększona moc po wybraniu opcji "obieg zewnętrzny"

Parametry

Parametr	Wartość
zakres regulacji temperatury	0-200°C
minimalna temperatura robocza (bez chłodzenia)	+5°C powyżej temperatury otoczenia
rozdzielczość regulatora temperatury	0,1°C
stabilność temperatury *	+/- 0,1°C
wydajność pompy (tłoczenie)	13 l / min
ciśnienie pompy (tłoczenie)	0,46 bar
klasa ochronności	I
napięcie zasilania	230 V / 50Hz
gwarancja	24 miesiące

* - przy zastosowaniu wody