

AUXILAB S.L.

Material de laboratorio
Laboratory supplies

PLACA CALEFACTORA PARA HISTOLOGÍA
HOT PLATE FOR HISTOLOGY

Placa calefactora para histología | Hot plate for histology

Marca|Trademark: Nahita



- Referencia: 50605002
- Para el secado de porta objetos
- Temperatura: ambiente hasta 90 °C
- Precisión: +/- 3 °C

- Code: 50605002
- For drying microscope slides
- Temperature: RT up to 90 °C
- Accuracy: +/- 3 °C

HISTOLOGÍA
HISTOLOGY

Pol. Morea Norte, Calle D nº6
31191 · Beriain (Navarra) ESPAÑA
T: +34 948 310 513
correo@auxilab.es · www.auxilab.com