

Mikrozentrifuge CD 1008

Drehzahl	7000 min ⁻¹
max. RCF	2680 g
Zeit	Dauerbetrieb
Abmessung	15x15x12 cm
Gewicht	0,5 kg
max. Kapazität	8 x 2 ml
Lieferumfang	CD 08-2, CD 02-PCR 8



Die Mikrozentrifugen CD 1008 sind in vier verschiedenen Deckelfarben erhältlich. Besonders der sehr leise Lauf (<45 dB) und die kompakte Bauweise zeichnen diese Minizentrifuge aus. Durch schließen des Deckels wird die Zentrifuge eingeschaltet. Zum Lieferumfang gehören die Rotoren CD 08-2 und CD 02-PCR 8

Zubehör:

CD08-8-2	Rotor für CD-1008, 8 x 1,5/2 ml
CD08-2-PCR8	Rotor für CD-1008, 2 x 8 x 0,2 ml PCR
CD08-A02	Adapter für CD-1008, 2 ml auf 0,2 ml, 8 Stück
CD08-A05	Adapter für CD-1008, 2 ml auf 0,5 ml, 8 Stück

Mikrozentrifuge CD 2012

Drehzahl	15000 min ⁻¹ in 100 min ⁻¹ Schritten
max. RCF	15100 g
Zeit	0,5 – 99 Minuten, Dauerbetrieb
Abmessung	26 x 25 x 14 cm
Gewicht	6 kg
max. Kapazität	12 x 2 ml
Lieferumfang	CD 12-2P



Bei der CD-2012 handelt es sich um eine kleine Arbeitsplatz-Zentrifuge mit hoher Leistungsfähigkeit. Durch das beleuchtete Display und die übersichtliche Anordnung der Bedienelemente erlaubt die Zentrifuge eine intuitive Bedienung durch den Bediener. Selbstverständlich entspricht die Ausstattung den höchsten Sicherheitsstandards.

CD12-2P	Rotor mit Deckel für CD-2012, 12 x 1,5/2 ml
CD12-A02	Adapter für CD-2012 und CD-3024, 2 ml auf 0,2 ml, 24 Stück
CD12-A05	Adapter für CD-2012 und CD-3024, 2 ml auf 0,5 ml, 24 Stück

Mikrozentrifuge CD-3024 – CD-3024R (gekühlt)

Drehzahl	500-15000 min ⁻¹ in 10 min ⁻¹ Schritten
max. RCF	21380 g
Zeit	0,5-99 Minuten, kontinuierlich
Abmessung	34 x 68 x 33 cm
	28 x 36 x 27 cm gekühlt
Gewicht	CD-3024 12 kg ohne Rotor
	CD-3024R 30 kg ohne Rotor
Temperatur	-20 - +40 °C
max. Kapazität	18 x 5 ml, 24 x 2 ml, 36 x 0,5 ml
Lieferumfang:	CD24-24-2



Die Highspeed Mikrozentrifuge CD-3024 steht in einer gekühlten und einer ungekühlten Version zur Verfügung. Eine einfache Bedienung wird durch das beleuchtete LCD-Display und die übersichtliche Bedienoberfläche ermöglicht. Für die Sicherheit sorgen die doppelte Deckelverriegelung Geschwindigkeitsüberwachung, Überhitzungsschutz und das interne Diagnoseprogramm. Alle Rotoren der CD-3024 (R) sind aerosoldicht. Für die Abkühlung der CD-3024 R sorgt ein CFC-freies Kühlaggregat, das die Proben auf -20°C abkühlen kann.

Zubehör:

CD24-18-5	Rotor mit Deckel für CD-3024, 18 x 5 ml, aerosoldicht
CD24-24-2	Rotor mit Deckel für CD-3024, 24 x 1,5/2 ml, aerosoldicht
CD24-36-05	Rotor mit Deckel für CD-3024, 36 x 0,5 ml, aerosoldicht
CD24-4-PCR8	Rotor mit Deckel für CD-3024, 4 x 8 x 0,2 ml PCR, aerosoldicht
CD12-A02	Adapter für CD-2012 und CD-3024, 2 ml auf 0,2 ml, 24 Stück
CD12-A05	Adapter für CD-2012 und CD-3024, 2 ml auf 0,5 ml, 24 Stück
CD24-A02-36	Adapter für CD-3024, 0,5 ml auf 0,2 ml, 36 Stück

Klinische Zentrifuge CD-0412

Drehzahl	300-4500 min ⁻¹ in 100 min ⁻¹ Schritten
max. RCF	2490 g
Zeit	0,5-99 Minuten, kontinuierlich
Abmessung	26 x 25 x 14 cm
Gewicht	6 kg
max. Kapazität	6 x 15 ml, 12 x 10, 7, 5 ml
Geräuschpegel:	< 56 db
Lieferumfang:	inklusive CD04-8-15



Mit der CD-0412 bietet Phoenix Instrument eine klinische Zentrifuge im unteren Preissegment an. Dabei muss selbstverständlich nicht auf Ausstattung verzichtet werden. Die beleuchtete LCD-Anzeige und das übersichtliche Bedienfeld erlauben eine sehr einfache Handhabung der Zentrifuge. Für die Sicherheit sorgen Deckelverriegelung, Geschwindigkeitsüberwachung, Überhitzungsschutz und das interne Diagnoseprogramm. Mit Hilfe der Impulstaste ist es möglich, in sehr kurze Sequenzen zu zentrifugieren.

Zubehör:

CD04-8-15	Rotor, 12 x 15 ml für CD0312
CD04-A15	Adapter, 12 Stück
CD04-A15plug	Adapter-Matte, 12 Stück