

Ohřivač krevních přípravků typ PR30-300N

suchou cestou v ochranném vaku

efektivní přenos tepla

- jednoduchá obsluha
- ohřev plasmy -30° na $+36,5^{\circ}$ za 20 minutCC
- ohřev krevních der. $+4^{\circ}$ na $+36,5^{\circ}$ za 8 minutCC
- automatická regulace příkonu

Kapacita : 3 vaky 300 ml
Napětí : 230V , 50Hz
Příkon : 2 kW / 10W
Hmotnost : 15 kg
Rozměry : 450 x 340 x 400 mm
Náplň : 18 litrů dest. upr. vody



Unimed Praha, s.r.o.



Princip

